


MISE EN ROUTE

1



2



Insérez

3



Déclic

4



Attendez l'allumage du voyant vert Rescue Ready®

5



Prêt pour le sauvetage!



Cardiac Science, le logo Shielded Heart et Rescue Ready sont des marques commerciales de Cardiac Science Corporation.
Copyright © 2019 Tous droits réservés.
500 Burdick Parkway, Deerfield, Wisconsin 53531 États-Unis
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Allemagne



70-01974-20 A

